

# ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ КАНЮЛИ



## КАНЮЛИ ПЕРЕДНЕКАМЕРНЫЕ

SD1639

Канюля переднекамерная Rycroft 25G

  =10

- 25 Гейдж.
- Изогнутая 35°, 5 мм от кончика.
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм



SD1273

Канюля переднекамерная Rycroft 30G

  =10

- 30 Гейдж.
- Изогнутая 35°, 5,5 мм от кончика.
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм.



SD1280

Канюля переднекамерная Rycroft 27G

  =10

- 27 Гейдж.
- Изогнутая 35°, 4,5 мм от кончика
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм.



## КАНЮЛИ ДЛЯ ВИСКОЭЛАСТИКА

SD2639

Канюля для вискоэластиков изогнутая 25G

 =1

- 25 Гейдж.
- Изогнутая 35°, 9 мм от кончика.
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм



M3926A

Канюля для вискоэластиков изогнутая 27G



- 27 Гейдж.
- Изогнутая 35°, 9 мм от кончика.
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм



## КАНЮЛИ-ЦИСТОТОМЫ

SD5042

Канюля-цистотом капсулорексис ирригационный оформленный 27G

  =10

- Короткий 8 мм.
- Изогнутый кончик.
- Общая длина (исключая коннектор) 16 мм.



SD4804

Канюля-цистотом капсулорексис ирригационный оформленный 25G

  =10

- 25 Гейдж.
- Готовый ирригационный Цистотом
- Изогнутый кончик 12 мм
- Общая длина (исключая коннектор) 16 мм



SD1610

Канюля-цистотом капсулорексис ирригационный оформленный 25G

  =10

- Готовый ирригационный цистотом
- Изогнутый кончик 12 мм
- Общая длина (исключая коннектор) 16 мм.



## КАНЮЛИ ДЛЯ ГИДРОДИССЕКЦИИ

## SD5099

Канюля для гидродиссекции изогнутая 27G

  =10

- 27 Гейдж.
- Наконечник уплощен в вертикальной плоско
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм.



## SD5155

Канюля для гидродиссекции изогнутая 27G

  =10

- 27 Гейдж
- Наконечник уплощен в горизонтальной плос
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм.



## SD3902

Канюля для гидродиссекции изогнутая 27G

  =10

- 27 Гейдж.
- Канюля для гидродиссекции.
- Изогнутая 9 мм от кончика.
- Кончик сужен и уплощен в горизонтальной плоскости.
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм.



## SD5037

Канюля для гидродиссекции кривая 25G

  =10

- 25 Гейдж.
- Гидродиссекция нуклеуса
- Изогнутая 7 мм от кончика.
- Кончик сужен и уплощен в горизонтальной плоскости.
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм



## SD5003

Канюля для гидродиссекции мини J-образная 25G

  =10

- 25 Гейдж.
- Канюля для гидродиссекции/аспирации.
- Закругленная форма, диаметр 1.75 мм.
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм.



## КАНЮЛЯ ЛАКРИМАЛЬНАЯ

## SD5042

Канюля лакримальная изогнутая 25G

  =10

- Калибр 25G
- изогнутая
- Общая длина 29мм

КАНЮЛИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОРТЕКСА,  
ПОЛИРОВКИ КАПСУЛЫ  =10

## SD5005

Канюля для полировки с силиконовым концом 27G



- Калибр 27G
- изогнутая
- Общая длина 29мм

  =10

## SD5106

Канюля Кортекс Charleux 24G



- Калибр 24G
- изогнутая
- Общая длина 29мм



## КАНЮЛИ ДЛЯ ПЕРФТОРОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

☒ ☐ =10

### M4499

Канюля аспирационная 23G



- Внешний диаметр 23 Гейдж
- Внутренняя канюля 30 Гейдж
- Для введения перфторорганических жидкостей



☒ ☐ =10

### M4499A

Канюля аспирационная 25G



- Внешний диаметр 25 Гейдж
- Внутренняя канюля 30 Гейдж
- Для введения перфторорганических жидкостей



Канюли для офтальмологической хирургии.  
Регистрационное удостоверение N° ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020.

ООО «Бауш Хелс»  
Россия, 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5.  
Тел./факс: +7 495 510 28 79,  
[www.bauschsurgical.ru](http://www.bauschsurgical.ru)

